

Trykkavlastende produkter

Lanapelle



Innhold



Om Lanapelle	3
Trykkavlastning	4
Saueskinn	5
Sete-/Ryggavlaster.....	6
Armbeskytter	7
Fotavlaster	8
Leggavlaster	9
Hælbeskytter	10
Albuebeskytter	11
Håndflatebeskytter	12
Skinn (smalt)	13
Overmadrass (voksen).....	14
Overmadrass (barn)	15
Omslagstøffel	16
Omslagstøffel (lang)	17
Trykkmåling	18
Produktinfo	19

Om Lanapelle



Litt om Lanapelle Australia

Trykksår er vanlig i mange helseforetak verden over. Det påvirker alle aldersgrupper, og er dyrekjøpt både når det gjelder menneskelig lidelse og ressursbruk. Lanapelle Australia er en enestående fabrikant av saueskinnsprodukter til medisinsk bruk ved trykksår (Medical Sheepskin Pressure Care Products), som blir designet for å hjelpe både unge og gamle. Vi er en del av et av verdens ledende ullforedlingsselskap, med over 130 års markeds- og produktkunnskap.

Litt om Lanapelleproduktene

Lanapelleproduktene er laget av skinnet til merino-sauen, som inneholder 5–6.000 fiber/cm². Dette gjør at Lanapelleproduktene skiller seg ut fra alle andre saueskinn.

Dokumentasjon

Lanapelleproduktene er testet og har all nødvendig dokumentasjon som er krevet av NAV/norske myndigheter. Produktene er CE-merket (merket AS4480-1, som er likeverdig med norske krav).

Urinresistent/UR

Det betyr at produktene kan benyttes av brukere med inkontinensproblematikk. Lanapelleproduktene tåler kroppsvæske som blod, urin o.l.

Airtech

Lanapelleproduktene til hender og føtter produseres med perforert skinn (Airtech-prosess) for å gi optimal varme- og luftsirkulering.

Trykkavlastende

Bruker kan synke 30 mm ned i skinnet. Dermed økes kontaktflaten, og trykket reduseres.

Farger

Fargene på produktene kan variere mellom blå, grønn og hvit. Dette kan dessverre ikke velges ved bestilling.

Reduksjon av friksjon og fuktighet

Skinnet/ullfibrene beveger seg med bruker, og friksjon reduseres. Skinnet kan ta opp fuktighet uten at terapeutiske egenskaper svekkes. Dette er en stor fordel for de som sitter og/eller ligger mye.

Garanti

Vask på 80°C dreper de fleste bakterier, og er et krav til vasketemperatur på sykehus. I motsetning til vanlig saueskinn, tåler Lanapelleproduktene vask på 80°C, uten å miste sine terapeutiske egenskaper.

Lanapelleproduktene skal vaskes med vaskemidler for ull og silke. Det anbefales Lanapelle Ullvask eller Milo. Tøymykner skal ikke benyttes, da vanlig tøymykner "spiser" ull. Det anbefales luft-tørking framfor bruk av tørketrommel. **Vær varsom dersom du likevel velger å bruke tørketrommel!**

Lanapelle Australia tilbyr en garanti på produktene sine med inntil 50 vask, forutsatt at vaskeanvisningen er fulgt.

Allsidig

Lanapelle består av en rekke trykksårforebyggende produkter som hjelper og passer for mennesker med plager i mange forskjellige kategorier. Ullens naturlige egenskaper, sammen med vår spesielle fremstillingsprosess, gjør Lanapelleproduktene til noen av verdens mest allsidige og holdbare saueskinnsprodukter som er tilgjengelig i dag.

TENDENZ
VELVÆRE



913 10 878



postmottak@tendenz.no

Trykkavlastning



Lanapelle medisinsk saueskinn til forebygging og behandling av trykksår:

- Lanapelle medisinsk saueskinn er et naturprodukt fra merinosauen
- Ullen er finfibret og meget tett (4.000–6.000 hår/cm²)
- Høyden på ullfibrene er hele 30mm
- Skinnet kan benyttes av brukere med inkontinensproblematikk
- Tåler maskinvask inntil 80°C (OBS! Følg vaskeanvisningen)
- Lanapelleproduktene er testet og har all nødvendig dokumentasjon som er krevet av norske myndigheter og NAV

Anbefalte bruksområder:

- Diabetes; den diabetiske fot
- Hemiplegisk arm
- Ved benskjørhet (osteoporose)
- Ved sirkulasjonssvikt
- Kroniske lidelser
- Smertelindring for kreftpasienter

Fordeler ved bruk av Lanapelle:

- Trykkavlastende
- Luftsirkulasjonen er god
- Temperaturregulerende
- Reduksjon av friksjon
- Tåler kroppsvæske

TENDENZ
VELVÆRE



913 10 878



postmottak@tendenz.no

Saueskinn



Skinnet brukes til forebygging og behandling av trykksår, og kan enkelt plasseres i godstolen, senga eller rullestolen.

Passer utmerket til bruk i forbindelse med tilpassing, da skinnet ikke har sømmer og dermed er lett å klippe til.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 7981

Enhet: Stk

Str.: 63 x 92 cm

Hjelpemiddelnummer:

144919



Sete-/Ryggavlaster



Sete-/ryggavlaster brukes til forebygging og behandling av trykksår. Kan brukes oppå standard skumpute i rullestol, i vanlig stol og i bil.

De påsydde onesize velcrostroppene festes enkelt rundt pute/rygg. Skinnet gir reduksjon av friksjon ved forflytning.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8007

Enhet: Stk

Str.: 46 x 55 cm

Hjelpemiddelnummer:

154779



Armbeskytter



NYHET!

Armbeskytteren brukes til forebygging og behandling av trykksår, og for å gi bedre komfort til armen.

Beskytteren kan brukes på armlenet på rullestolen, kontorstolen og eventuelle andre stoler der den vil passe.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 2145

Enhet: Par

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:

217575



Fotavlaster



Fotavlasteren brukes både til forebygging og behandling av trykksår hos rullestolbrukere.

Fotavlasteren er designet for å begrense og fordele trykk på foten. Produktet har påsydd strikk/lomme, for at den lettere skal holdes på plass.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8008

Enhet: Par

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:

154772



Leggavlaster



Leggavlasteren brukes til forebygging og behandling av trykksår hos rullestolbrukere.

Leggavlasteren er designet for å begrense og fordele trykk på leggen. Den har påsydd strikk/lomme, slik at den skal holdes på plass.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8005

Enhet: Par

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:

154773



Hælbeskytter



Hælbeskytteren brukes både til forebygging og behandling av trykksår.

Hælen pakkes enkelt inn i skinnet, der den får bevege seg sammen med ull-fibrene. Dermed oppstår minimal friksjon. Ved hjelp av den kraftige borrelåsen tilpasses størrelsen over vristen etter brukerens ønske og behov.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8002

Enhet: Par

Str.: 35–40 (Small)

41–44 (Medium)

45–49 (Large)

Hjelpemiddelnummer:

055040

055039

051683



Albuebeskytter



Albuebeskytteren brukes både til forebygging og behandling av trykksår.

Albuen pakkes enkelt inn i skinnet, der den får bevege seg fritt sammen med ullfibrene. Dermed oppstår minimal friksjon. Ved hjelp av den kraftige borrelåsen tilpasses størrelsen etter brukerens ønske og behov.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8015

Enhet: Par

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:

155074



Håndflatebeskytter



Et unikt trykkavlastende produkt for spastikere, revmatikere og dårlig sirkulerte brukere.

I tillegg gir håndflatebeskytteren varme og komfort, samtidig som den absorberer fukt og holder håndflaten tørr, noe som igjen motvirker sår.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8003

Enhet: Stk

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:

164419



Skinn (smalt)



Dette skinn brukes til forebygging og behandling av trykksår på hæler, hode, skuldre, bekken, setet, m.m.

Skinnet plasseres oppå madrassen, og strammes ved hjelp av stoffendene som er påsydd i hver ende av skinn. Disse stikkes under madrassen. Enkel å forflytte.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 8001

Enhet: Stk

Str.: 30 x 70 cm

Hjelpemiddelnummer:

152966



Overmadrass



Overmadrassen brukes til forebygging og behandling av trykksår, helt fra hodet og ned til hæler.

Overmadrassen plasseres enkelt oppå madrassen. Den er lun, varm og smertelindrende, slik at kroppen får hvile. Leveres i flere størrelser.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: Stk

Art.nr.:	Størrelse:		Hjelpemiddelnummer:
7985	75 x 125 cm	(Classic)	155157
8006	75 x 150 cm	(Superior)	055033
7983	75 x 180 cm	(Regal)	173639
7984	150 x 200 cm	(Royal)	214099



Overmadrass (barn)



Overmadrassen brukes til forebygging og behandling av trykksår.

7988 (30 x 50 cm) er designet for premature spedbarn. Overmadrassen er av høy kvalitet, og hjelper til med å beholde babyens kroppstemperatur konstant, noe som igjen kan medføre økt kroppsvekt.

7987 (45 x 75 cm) er beregnet for barn som kommer til å være sengeliggende i lange perioder.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: Stk


Art.nr.: Størrelse:

7988 30 x 50 cm

7987 45 x 75 cm



Omslagstøffel (kort)



Denne tøffelen er ideell ved forebygging og behandling av trykksår på hele foten.

Egner seg både for de som sitter i rullestol, i godstolen, ligger i senga og for de som greier å spasere litt. Stor åpning i front gjør den lett å ta på og tilpasse. Holder brukeren tørr og varm på beina.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 7995

Enhet: Par

Str.: 35–36 (XX-Small)

37–38 (X-Small)

39–40 (Small)

41–42 (Medium)

Hjelpemiddelnummer:

055052 (husk å oppgi størrelse)

43–44 (Large)

45–46 (X-Large)

47–49 (XX-Large)



Omslagstøffel (lang)



Tøffelen er ideell ved forebygging og behandling av trykksår på leggen.

Omslagstøffelen kan åpnes helt opp, og er dermed lett å tilpasse ved hjelp av borrelåsene. Forebygger og heler leggsår. Kan brukes utenpå kompresjonsstrømper.

BESTILLINGSINFO:

Art.nr.: 7993

Enhet: Par

Str.: One Size

Hjelpemiddelnummer:



174066



Trykkmåling





Trykkmåling av voksen persons fotsåle (stående på gulv) i bare sokkelesten



Antall sensorer:	586
Variasjon koeffisient:	148.0%
Standard deviasjon:	22
Gjennomsnitt trykk:	15
Maksimum trykk:	100
Sentrum av trykk:	14.5, 14.1

Trykkmåling av voksen persons fotsåle (stående på gulv) ved bruk av Lanapelle «omslagstoffel»



Antall sensorer:	718
Variasjon koeffisient:	119.9%
Standard deviasjon:	13
Gjennomsnitt trykk:	10.9
Maksimum trykk:	68
Sentrum av trykk:	14.8, 15.8

Produktinfo



VIKTIG INFORMASJON

Produktene skal vaskes med vaskemidler for ull og silke. Det anbefales Lanapelle Ullvask eller Milo. Tøymykner skal ikke benyttes, da den "spiser" ulla.

Det anbefales lufttørring framfor bruk av tørketrommel. Vær varsom dersom du likevel velger å bruke tørketrommel!

Vi garanterer for inntil 50 vask, så fremt vaskeanvisningen har blitt fulgt.

VASKEANVISNING



Normal vask ved maks 80°C og sentrifugering



Tåler ikke klorbleking og tøymykner



Tåler forsiktig tørketromling (lufttørring anbefales!)



Tåler rensing



Ikke stryking



OBS! Denne vaskeanvisningen gjelder kun for vanlige vaskemaskiner (ikke industrivask)



www.lanapelle.no

TENDENZ
VELVÆRE



913 10 878



postmottak@tendenz.no



TENDENZ
VELVÆRE

Gåradak, 9710 Indre Billefjord

Tlf.: 913 10 878

postmottak@tendenz.no

www.lanapelle.no